


LFSport

**Ergospirometrie-Auswertung +
Laktat-Diagnostik + Trainingsplanung
in einer Software vereint**



Die Spezialsoftware für Ihren Einstieg in die Leistungsdiagnostik

Wollen Sie die Erkenntnisse der Ergospirometrie auch für den Sport- und Fitnessbereich nutzen?

Gerade die Leistungsdiagnostik bietet interessante Möglichkeiten für Ärzte und Sportwissenschaftler, die das Angebot ihrer Praxen um einen weiteren wissenschaftlich fundierten und wirtschaftlich interessanten Bereich erweitern möchten.

Die Kombination der beiden Untersuchungsmethoden Atemgasanalyse und Laktatdiagnostik kann dazu dienen, ganzheitliche Gesundheitskonzepte zu entwickeln und den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben oder Übergewicht, Herz-Kreislaufkrankheiten, Diabetes und andere Zivilisationskrankheiten in den Griff zu bekommen.

GANSHORN-Systeme helfen, fundierte Aussagen über die individuelle Leistungsfähigkeit auch für den interessierten Laien verständlich darzustellen und ohne zusätzlichen Aufwand in ein wissenschaftlich basiertes und abgesichertes Trainingskonzept mit konkreten Empfehlungen umzusetzen.

Die ideale Ergänzung zur Ergospirometrie mit GANSHORN-PowerCube-Ergo!

- Automatische Übernahme aller notwendigen Daten aus der PowerCube-Basis-Software LF8.
- Einfache und intuitive Bedienung.
- Variable Diagramme mit individueller Parameterauswahl zur exakten Bestimmung von AT und RCP.
- Neuartige Gegenüberstellung von Anaerober Schwelle und Individueller Laktatschwelle.
- Darstellung des aerob-anaeroben Übergangsbereichs (AS, ANS), Individuelle Aerobe Schwelle (IAS), Individuelle Anaerobe Schwelle (IANS).

GANSHORN
MEDIZIN ELECTRONIC

Auf Knopfdruck übersichtliche, klare Ergebnisse am Bildschirm und im Ausdruck – aussagekräftig auch für sportlich interessierte Laien.

- Auf Knopfdruck Erstellung eines individuellen Tages-Trainingskalenders
- Vorgabe von Puls und Leistung zu jeder Trainingseinheit – individuell bestimmt anhand der objektiven persönlichen und aktuellen Messdaten.
- Trainingsplan-Editor zum Generieren maßgeschneiderter Trainingsplan-Vorlagen für verschiedene Anwendungsbereiche.
- Weil ein Bild mehr sagt als 1.000 Worte: großformatige, graphische Ist/Sollwert-Vergleiche für Personen- und Messdaten zur Bewertung der Leistungsfähigkeit.


Auswertesoftware LFSport

554 030 Auswertesoftware LFSport für ergospirometrische Untersuchungen und Laktat-Diagnostik sowie Erstellung von Trainingsplänen

Systemvoraussetzungen: GANSHORN PowerCube-Ergo mit Software LF8.5E oder höher.
Basisversion in deutscher, englischer und französischer Sprache erhältlich.
Andere Sprachen auf Anfrage.

Wir unterhalten ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2000 und 13485:2003

Technische Änderungen und Verbesserungen, sowie die Lieferfähigkeit der aufgeführten Geräte und Optionen vorbehalten.
Abbildungen entsprechen nicht unbedingt der Basisausstattung. 01/2001



BESTELLUNG

- Bitte schicken Sie mir ein Angebot über LFSport zu.
- Bitte schicken Sie mir Informationen zur Ergospirometrie mit PowerCube-Ergo zu.

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte per Post oder Fax an Ihren GANSHORN-Partner oder direkt an:

Name, Vorname, Titel

Praxis / Klinik / Institut, Abteilung

Straße

PLZ, Ort, Land

Telefon, Fax

Email

GANSHORN
MEDIZIN ELECTRONIC

Industriestraße 6-8
D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771/6222-0
Telefax: 09771/6222-55
e-mail: vertrieb@ganshorn.de
www.ganshorn.de

